

## FICHE PRODUIT



# Cônes finntip en rack: 5 - 300µl, longueur 52

Référence : THE-300RIVD

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### • Caractéristiques des cônes FINNTIP en rack:

- Non stériles;
- Disponibles en sacs et/ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle Finntip 300;

**Condition minimum de vente:** 10 racks de 96 cônes.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-en-rack/2459-cones-finntip-en-rack-5-300-l-longueur-52.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)