

FICHE PRODUIT

Micropipettes capillaires 44,7 $\hat{1}\frac{1}{4}$ l héparinées

Référence : SOC-MPC44

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Micropipettes capillaires 44,7 μ l héparinées Pour COULTER S;

* Dimension(Long. x Ø ext. x Ø int.): 125 x 1,40 x 1,041mm;

* Code couleur: Fuchsia;

Condition minimum de vente: Boîte de 250 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/246-micropipettes-capillaires.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com