

FICHE PRODUIT



Cônes finntip en vrac: 5 - 200µl, longueur 78

Référence : THE-FIN200LB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques des cônes FINNTIP en vrac

- Non stériles;
- Disponibles en sacs et/ou en boîtes (selon version);
- Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- Modèle Finntip 200 long;
- **Condition minimum de vente:** 1 boîte de 400 cônes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-en-vrac/2461-cones-finntip-en-vrac-5-200-l-longueur-78.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com