

FICHE PRODUIT



Pâte pour scellement de tubes à hématocrite

Référence : SOC-CRIT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- La pâte pour scellement est un mastic en vinyl sur plaque synthétique.
- Elle permet le scellement rapide et fiable de plusieurs centaines de capillaires microhématocrites.
- Pour la fermeture des capillaires à froid : sans risque de fuite à la centrifugation.
- Plaquettes avec 24 fentes de maintien numérotées, pour capillaires.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 10 plaquettes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-accessoires-pour-centrifugeuses/247-pate-pour-scellement.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com