

FICHE PRODUIT

Finnpipette focus: 3 - 30 µl universel embase courte

Référence : THE-FOCUS30

Points forts

- Conditionnement : 1
- Capacité : 3 - 30 µl
- Référence : THER-FOCUS30
- Incrément : 0,1 µl
- délais : 48 heures

Description du produit

Options

- 0,1 µl d'incréments, à embase porte-cône courte permettant un travail précis,
- bouton poussoir souple de couleur jaune,
- Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit, bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/2473-finnpipette-focus-3-30-l-universel-embase-courte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
Capacité	3 - 30 µl
Référence	THER-FOCUS30
Incrément	0,1 µl
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com