

FICHE PRODUIT



Essuie-mains kleenex ultra super doux

Référence : SOC-ESMK3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Nombre de format par paquet: 88;
- Dimension des formats: 21,5 x 31,5cm;
- Condition minimum de vente: Carton de 30 paquets.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/2485-essuie-mains-kleenex-ultra-super-doux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com