


FICHE PRODUIT

Négatoscope sps-elc 3-radios sur-3 105 x 43 cm

Référence : SOC-611060

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Négatoscope de table et mural en même temps.
- Il est fait en acier résistant et possède une zone de visionnage dont l'écran est en plexiglas pour une excellente diffusion de la lumière permettant une bonne visualisation des détails des radios.
- Le remplacement des tubes se fait facilement en enlevant juste le panneau avant.
- Il est équipé d'une commande de lumière stepless offrant 10 à 100% de luminosité et est muni de gradateurs séparés pour chaque écran situé sur le devant.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/2488-negatoscope-sps-elc-3-radios-sur-3-105-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com