

FICHE PRODUIT



Milieu de transport et/ou de conservation stuart gélosé

Référence : COP-MSG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Milieu de transport et/ou de conservation STUART Gélosé. * Tube avec milieu sans écouvillon. * Choix de l'écouvillon laissé au préleveur en fonction du site de prélèvement. Couleur du bouchon: Blanc. Stériles. * Barrière efficace contre la pénétration de l'oxygène. * Protection thermique efficace. * Convient à de nombreux GERMES AEROBIES OU ANAEROBIES. * Facile d'emploi. * La hauteur du gel permet le transport et la conservation des germes aérobies ou anaérobies. * Conditionnement par carton de 10 boîtes de 100 pièces. * Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/249-milieu-de-transport-et-ou-de-conservation-stuart-gelose.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com