

FICHE PRODUIT

Tubes microhématocrites, bleu, non hépariné

Référence : SOC-THNH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes microhématocrites, bleu, non Hépariné.

- Tubes en verre sodocalcique pour prélèvement de 75 µl de sang.
- Extrémités du capillaire rodées, paroi interne lisse et régulière: fiabilité des résultats.
- Présentés en boîte distributrice de 100 tubes.
- Dimension(Long. x Ø ext. x Ø int.): 75 x 1,55 x 1,15mm.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/250-tubes-microhematocrites-bleu-non-heparine.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com