

FICHE PRODUIT



Cônes DIAMOND en vrac: 20 - 300 µl ,longueur: 52

Référence : GIL-F161730

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes DIAMOND en vrac: 20 - 300 µl ,longueur: 52;

- * En polypropylène pur;
- * Sans colorant, ni additif;
- * Propriété hydrophobe et faible pouvoir d'absorption;
- * Autoclavables à 121 °C pendant 20 min;
- * Sachet refermable de 1 000 cônes;
- * Non stériles;
- * Modèle D300;
- * Conditionnement: 10 x 1 000;
- * Condition minimum de vente: 10 000 cônes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-diamond-en-vrac/2500-cones-diamond-en-vrac-20-300-l-longueur-52.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com