

FICHE PRODUIT

Finnpipette FOCUS à volume fixe : 2 µl, embase courte

Référence : THE-FOCUS2F

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Finnpipette FOCUS à volume fixe : 2 µl, à embase porte-cône courte permettant un travail précis,

- Molette de réglage fin du volume permettant le réglage séparé du dernier digit, bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage,
- Calibrage aisé au laboratoire,
- Entièrement autoclavable à 121°C sans démontage, Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/2507-finnpipette-focus-a-volume-fixe-2-l-embase-courte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com