

FICHE PRODUIT

Portoirs en fil d'acier inox pour 24 tubes, Ø: 21 mm

Référence : SOC-SIC346

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Portoirs en fil d'acier inox pour tubes, Ø: 21 mm, 4 x 6 = 24 trous

* Dimensions (L x l x H): 150 x 100 x 65 mm;

* Ø des trous: 22 mm;

* Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-fil-d-acier-inox/2509-portoirs-en-fil-d-acier-inox-pour-tubes-a-21mm-4-x-6-24-trou.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com