

FICHE PRODUIT



Flacon avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 160 x 70 x 70 mm

Référence : PLG-FCVI500TPS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacon avec thiosulfate de sodium GOSSELIN - 160 x 70 x 70 mm.

- * De forme carrée.
- * Préconisés pour l'analyse des eaux: réseau urbain, piscines, rivières, ...etc.
- * Capacité volumique: 500 ml.
- * Diamètre de l'ouverture: 20 mm.
- * Cape rouge à vis inviolable.
- * Dose de thiosulfate de sodium: 100 mg / litre (sous forme d'une pastille de 50 mg).
- * Disponible en Polyéthylène.
- * Haute densité PEHD.
- * A emballage unitaire.
- * Dimensions (mm): 160 x 70 x 70.
- * Condition minimum de vente: 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-prelevement-microbiologique/2511-flacon-avec-thiosulfate-de-sodium-gosselin-160-x-70-x-70-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com