

FICHE PRODUIT



Paniers en fil d'acier inox avec anse, carrés, Dia: 160 mm

Référence : SOC-PC160

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Paniers en fil d'acier Inox avec anse, carrés, Ø: 160 mm :

- * Dimensions (Ø x Haut.): 160 x 140 mm;
- * Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paniers-fil-d-acier-inox-anse/2512-paniers-en-fil-d-acier-inox-avec-anse-carrees-a-160mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com