


FICHE PRODUIT



Portoirs en fil d'acier inox pour tubes, Dia: 13 mm, 4 x 12 48 trous

Référence : SOC-SIH412

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Portoirs en fil d'acier inox pour tubes, Ø: 13 mm, 4 x 12 = 48 trous

* Dimensions (L x l x H): 206 x 72 x 55 mm;

* Ø des trous: 14 mm;

* Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-fil-d-acier-inox/2513-portoirs-en-fil-d-acier-inox-pour-tubes-a-13mm-4-x-12-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com