

FICHE PRODUIT

Sacs poubelle résistants 110l

Référence : SOC-SP110BN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs poubelle résistants, 110 litres:

- * En Polyéthylène;
- * Dimensions (Larg. x Haut.): 700 x 1070 (mm);
- * Epaisseur: 25μ;
- * Couleur: blanc;
- * Conditionnement (roul./cart.): 25/200;
- * Condition minimum de vente: 200 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-poubelle-resistants/2517-sacs-poubelle-resistants-110l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com