

**FICHE PRODUIT**



## Sodium Chlorure (NaCl isotonic) 0,9% stérile Versol 1 Litre (Carton de 10)

Référence : AGU-NACLS1L

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

### Description:

- **Composition:** NaCl 0,9%.

- **Conditionnement:** Le Chlorure de Sodium 0,9% stérile apyrogène isotonic de rinçage et irrigation est commercialisé dans des flacons de 250 à 1000 mL avec des bouchons de couleur verte. Le n° de lot et la date de péremption sont gravés dans le polypropylène lors du moulage des flacons Versol. Pour les poches, ces indications figurent sur l'étiquette. Garantie supérieure à un an.

- **Indications et utilisations préconisées:** Solution physiologique pour le rinçage, l'irrigation de la peau, des plaies, des cavité opératoires et pour les usages généraux de laboratoire.

- **Mode d'emploi:** Ne pas réutiliser un flacon déjà entamé car il n'est plus stérile.

- **Documents fournis sur demande:** Attestation CE et déclaration de conformité à le norme.

**Conditionnement minimum de vente:** Carton de 10 Bidons

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/chlorure-sodium/2518-nacl-isotonic.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delaïs                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)