

**FICHE PRODUIT**

## Poubelles de laboratoire en pvc de couleur blanche, 30 L

Référence : SOC-PCB30

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Poubelles de laboratoire en pvc de couleur blanche, 30 litres :**

- \* Couvercle à bascule. Bonne stabilité;
- \* Dimensions (Larg. x Long. x H.): 300 x 300 x 540 (mm).

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/2519-poubelles-de-laboratoire-en-pvc-de-couleur-blanche-30l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)