

FICHE PRODUIT



Abaques lecture circulaire pour A13

Référence : SOC-ABAL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Abaques de lecture, Linéaire.
- Pour tubes microhématocrites.
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/252-abaques-lecture-circulaire-pour-a13.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com