

FICHE PRODUIT



Tubes à centrifuger 15 ml, polystyrène, sacs de 50 pièces

Référence : SOC-TC15PS50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes à centrifuger 15 ml, Polystyrène, sacs de 50 pièces

- * Fond conique. Bouchon à vis;
- * Graduations de 2 à 15ml;
- * Stériles;
- * Niveau d'endotoxine contrôlé. Absence de RNase et DNase;
- * Traces de métaux lourds < 1 ppm;
- * Graduations dans la masse;
- * Centrifugeables à 1500 g;
- * Température -40°C à +90°C;
- * Disponibles en sacs ou en racks;
- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 15 x 17 x 118 mm;

Condition minimum de vente: 10 sacs de 50 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-15-ml/2521-tubes-a-centrifuger-15ml-polystyrene-sacs-de-50-pieces.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com