

FICHE PRODUIT



Tube de coplin verre

Référence : SOC-TCO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tube de Coplin verre

- Pour la coloration de 5 lames ou 10 lames dos à dos;
- Hauteur: 115 mm,
- Diam du pied: 70 mm.
- Rainures verticales sur deux faces pour la mise en place aisée des lames;
- Disponible en verre ou en polyéthylène;

Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-de-coplin-avec-couvercle/2524-tube-de-coplin-verre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com