

FICHE PRODUIT

Lingette antiseptique

Référence : SOC-LGET-ECBU

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Lingettes pour désinfection avant miction en vue d'un ECBU.

Imprégnées d'une solution de chlorure de Benzalkonium à 0,4%, incolore non toxique non irritante.

Emballées dans une 266 pochette en aluminium/papier/plastique totalement hermétique et étanche

Spécifications :

- * Dimension d'une lingette : 185 x 120 mm.
- * Conditionnement par carton de 10 boîtes de 100 lingettes.
- * Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100 lingettes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-les-prelevements-urinaires/2527-lingette-antiseptique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com