


FICHE PRODUIT

Papier ecg nihon khoden FMS

Référence : SOC-NIH-FMS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du papier thermique ECG NIHON K FMS: * Dimensions: 145 x 300 x 330 plis.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-nihon-kohden/2528-papier-ecg-nihon-khoden-fms.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com