

FICHE PRODUIT



Table d'accouchement 2 sections

Référence : SOC-GEU-812852

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table d'accouchement tube rond époxy blanc.

Caractéristiques techniques :

- Sellerie noire
- Table en 2 sections
- Partie avant amovible avec roues dont 2 avec freins
- Porte cuisses
- Porte cuvette + cuvette
- Sellerie ignifugée

Dimensions (L x l x h) :

- Section 1 : 1350 x 920 x 860 (mm)
- Section 2 : 680 x 920 x 860 (mm).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/2531-table-d-accouchement.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com