

FICHE PRODUIT



Paravent médical 3 panneaux sur roulette

Référence : SOC-GEU-815813

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Paravent médical à 3 panneaux sur roulette, garniture plastique ignifugée.

Caractéristiques:

- Paravent à 3 panneaux et pliables.
- Bâti en tube rond Inox, Ø 22 mm.
- Equipé de 6 roulettes.
- Longueur totale dépliée: 1800 mm.
- Hauteur: 1600 mm.
- Largeur d'un panneau: 600 mm.
- Poids du paravent: 12 kg.
- Garantie: 3 ans hors tissus et pvc.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paraent/2536-paraent-3-panneaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com