

FICHE PRODUIT

Ecouvillon simple copan - stuart liquide - aluminium

Référence : COP-MSL-ETM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Ecouvillon simple constitué d'un milieu de transport: le milieu Stuart liquide (composé de Glycérophosphate de Sodium qui peut être la cause de croissance des germes GRAM-, Chlorure de calcium, Acide mercaptoacétique, Eau distillée) et d'un écouvillon de Tige en Aluminium, fine et de bouton en Viscose. * Couleur du bouchon: Orange. * Emballage sachet pelable unitaire permettant une conservation optimale des milieux avant ouverture du sachet. * Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces. * Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieus-de-transport/254-ecouvillon-simple-copan-stuart-liquide-aluminium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com