

FICHE PRODUIT

Transformatriceur

Référence : SOC-Art.TS24

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Transformatriceur

- Imperméable à l'eau
- 220 - 240 V

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pièces-electriques/2541-transformateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com