

FICHE PRODUIT

Distributeur automatique de préservatifs, Modèle DEX 50E

Référence : SOC-DEX50E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Distributeur mécanique de préservatifs:

- Pour les paquets de préservatifs de dimensions 57 x 57 x 13 mm.
- Dimensions: 600 x 250 x 200 mm.
- Capacité: de 25 paquets environ.
- Alimentation: 220 V.
- Température de travail: 0 - 60°C

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/2545-distributeur-automatique-de-preservatifs-modele-dex-50e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com