

FICHE PRODUIT



Cuve à ultrason, Modèle SONICA 1200M

Référence : SOC-1200M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Elle est disponible uniquement dans le modèle M. C'est l'appareil le plus petit de la série.

Il s'agit d'une cuve à ultrasons très compacte équipée d'une minuterie manuelle, idéale pour le lavage d'objets très petits et comme second poste de travail.

C'est un appareil d'une remarquable puissance en petites dimensions.

• **Caractéristiques**

- Capacité: 3 litres
- Dimensions Cuve: 140 x 150 x 100 mm.
- Puissance moyenne absorbée: 80 W.
- Puissance HF: 320 W p-p.
- Fréquence ultrasons: 45 Khz $\pm$ 5%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/2546-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-1200m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com