

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason, Modèle SONICA 3200L MH

Référence : SOC-3200LMH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuve à ultrasons compacte, grande, idéale pour le lavage des instruments dentaires, pièces d'horlogerie, petits circuits imprimés ou électroniques, circuits hybrides, minuterie mécanique de précision. Cuve à ultrasons de petites dimensions équipée d'une minuterie manuelle, d'un réchauffeur, d'un thermostat fixe à 60°C et d'un drain pour liquides. C'est le modèle conseillé pour le lavage des petits objets, de petites quantités d'instruments chirurgicaux et pour toutes les applications qui ne demandent pas de dimensions particulières. * Capacité: 6 litres. * Dimensions Cuve: 300 x 240 x 100 mm. * Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 180 W. * Puissance absorbée avec chauffage: 355 W. * Puissance HF: 720 W p-p. * Fréquence ultrasons: 45 KHz $\pm$ 5%. * Vidange et robinet de série.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/2550-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-3200l-mh.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com