


FICHE PRODUIT

Pied à perfusion à 4 crochets V1

Référence : SOC-TIA-YC99J1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Pied à sérum ou Potence, Modèle SOCIMED V1

- Structure principale en acier chromé de haute qualité
- Muni de 4 crochets
- Hauteur : 1 300 mm - 1 980 mm
- Quatre roulettes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/2553-potence-modele-yc99j1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com