


FICHE PRODUIT

Caisson de transport après mise en bière, Modèle Cont010

Référence : SOC-CONT010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Le caisson de transport catafalque après mise en bière possède des parois en polyester avec isolant en polyuréthane de 70mm d'épaisseur.
- La porte est disponible avec ouverture hayon, à droite ou à gauche.
- La solution hayon est plus pratique car elle facilite le travail des porteurs.
- Son rail tout inox est équipé de roulettes sur toute sa longueur permettant ainsi une mise en place facilitée des cercueils dans le caisson ainsi que d'un système de blocage réglable en profondeur et de sangles de maintien.
- Dimensions : L 890 x P 2200 à 2300 x H 750.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/materiels-de-transport/2556-caisson-de-transport-apres-mise-en-biere-modele-cont010.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com