

**FICHE PRODUIT**



## Caisson de transport avant et après mise en bière, Modèle Cont100

Référence : SOC-CONT100

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

- Ce caisson de transport avant et après mise en bière permet le transport d'un corps ou d'un cercueil grâce à son rail adapté et son système de blocage performant.
- Cet équipement dispose d'un espace intérieur tout utile (pas d'évaporateur à l'intérieur).
- La porte est disponible avec ouverture hayon, à droite ou à gauche.
- La solution hayon est plus pratique car elle facilite le travail des porteurs.
- Le groupe frigorifique peut être placé à droite, à gauche ou même au fond du caisson.
- Celui-ci fonctionne en 12 et en 230 V et dispose de plusieurs sécurités électroniques (surtensions, sous-alimentations...).
- Un régulateur électronique avec affichage digital assure un bon contrôle de la température.
- La caisse est en polyester avec isolant en polyuréthane de 70mm d'épaisseur.
- Le caisson est équipé d'un brancard à pieds escamotables référence SOC-BRAN001.
- Dimensions : L 890+230(groupe) x P 2200 à 2300 x H 750.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-de-transport/2558-caisson-de-transport-avant-et-apres-mise-en-biere-modele-cont.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)