

FICHE PRODUIT



Caisson de transport avant et après mise en bière modèle cont

Référence : SOC-CONT101

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Le caisson de transport avant et après mise en bière permet le transport de 2 corps ou de 2 cercueils "tête bêche".
- Cet équipement dispose d'un espace intérieur tout utile (pas d'évaporateur à l'intérieur).
- La porte est de type hayon avec 2 vérins de levage.
- Le groupe frigorifique peut être placé à droite, à gauche ou même au fond du caisson.
- Celui-ci fonctionne en 12 et en 230 V et dispose de plusieurs sécurités électroniques (surtensions, sous-alimentations...).
- Un régulateur électronique avec affichage digital assure un bon contrôle de la température.
- La caisse est en polyester avec isolant en polyuréthane de 70mm d'épaisseur.
- Le caisson est équipé de 2 brancards (L 53cm) à pieds escamotables référence SOC-BRAN001.
- Dimensions extérieures : L 1200 + 230 (groupe) x P 2220 x H 700mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-de-transport/2559-caisson-de-transport-avant-et-apres-mise-en-biere-modele-cont.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com