

FICHE PRODUIT



Fauteuil roulant GCW3609-46

Référence : SOC-GCW3609-46

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Largeur hors tout : 63 cm ;
- Largeur fauteuil plié : 24 cm
- Largeur d'assise : 44 cm ;
- Diamètre grande roue : 59 cm
- Diamètre petite roue : 20 cm ;
- Hauteur d'assise : 52 cm
- Hauteur hors tout : 87 cm ;
- Longueur hors tout : 106 cm
- Hauteur d'assise : 44 cm ;
- Hauteur du dossier : 45 cm
- Poids maxi utilisateur : 100 kg
- Dimensions : 95 x 3 x 88 cm
- Poids : 25 kg
- Conteneur de 20' FCL : 120 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conteneur de 40' FCL : 244 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/2562-fauteuil-roulant-gcw3609-46.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com