

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Armoire de chevet, Modèle YC70J

Référence : SOC-TIA-YC70J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description de l'Armoire de chevet, Modèle YC70J

- Surface de table fabriquée en marbre artificiel. Acier de bonne qualité enduit de plastique.
- La structure principale est faite en acier de bonne qualité enduit de plastique.
- Muni de 3 roulettes pivotantes rendant tout déplacement facile.

Dimensions:

- Dimensions interne de la partie inférieure : 440mm x 350mm x 420mm.
- Dimensions de la surface de table : 500mm x 390mm.
- Dimensions des différents tiroirs : 396mm x 318mm x 55mm, 396mm x 340mm x 75mm.
- Dispose d'un poignet pour suspendre les serviettes.
- Structure principale : * Surface de travail : marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- 1er tiroir : tiroir à médicaments doté d'un seul compartiment et de dimensions L 470mm x l 330mm x H 60mm.
- 2ème tiroir : L 470mm x l 330mm x H 85mm.
- Double battants : L 470mm x l 330mm x H 440mm.
- Dimensions internes de la partie inférieure : 440mm x 350mm x 420mm.
- Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 500mm x l 390mm x H 701mm.
- Dimensions globales : 546mm x 390mm x 701mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions d'expédition : 596mm x 440mm x 771mm.
- Poids à l'expédition : 40 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-chevet/2563-armoire-de-chevet-modele-yc70j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com