

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Hotte biologique, Modèle HFsafe 1200C

Référence : SOC-7BZ-HF1200CA2-001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Hotte biologique, Modèle HFsafe 1200C

Dispositif standard de l'unité principale:

- CLASSE II TYPE A2

Unité principale: (Taille à l'intérieur du volume de travail: 1200mm)

- Filtre principal de type ULPA.
- Lumière UV 1200 et lumière fluorescente.
- Panneau de configuration LED pour Microprocesseur.
- Système de surveillance en temps réel de tous les paramètres.
- Système de ventilation intelligent, ajuste automatiquement l'air.
- Système d'alarme vibratoire.
- Système de Verrouillage.
- Accessoires Optionnels d'une Hotte biologique.
- Rectifieuse sans roulettes.
- Rectifieuse avec freins à roulettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/257-hotte-biologique-model-hfsafe-1200c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com