

FICHE PRODUIT



Coloration de ziehl- armand: fuchsine de ziehl - 125ml (standard)

Référence : RER-3204900125

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coloration de Ziehl-Armand (variante de Ziehl-Neelsen) REACTIFS RAL:

Elle permet de réaliser simultanément la décoloration des bactéries, excepté les mycobactéries, et la coloration des fonds au bleu de méthylène.

Conditionnement minimum de vente: 125 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-ziehl-armand-neelsen/2574-coloration-de-ziehl-armand-fuchsine-de-ziehl-125ml-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com