

FICHE PRODUIT



Réactif de SCHIFF, 500 ml

Référence : RER-3206800500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Réactif de SCHIFF; Coloration PAS (mise en évidence de substances glucidiques);

Conditionnement minimum de vente: 500 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cytologie-et-histologie-ral/258-reactif-de-schiff-500-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com