

FICHE PRODUIT

Finnpipette focus coffret de 03, volume réglable, embase longue

Référence : THE-FPFLKIT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Composition

- 03 types de Finnpiettes à volume variable de contenance 1 à 10 µl, 10 à 100 µl, et de 100 à 1000 µl; et de 02 racks de 96 cônes FINNTIPS.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/2602-finnpipette-focus-coffret-de-03-volume-reglable-embase-longue.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com