

FICHE PRODUIT

Cônes finntip en rack: 0,2-10µl, longueur 32

Référence : THE-FIN10RIVD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes FINNTIP en rack:

Disponibles en sacs et/ou en boîtes (selon version);

Autoclavables à 121°C pendant 20 min;

Modèle Finntip 10;

Condition minimum de vente: 10 racks de 96 cônes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-en-rack/2603-cones-finntip-en-rack-0-2-10-l-longueur-32.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com