

FICHE PRODUIT



Finnpipette focus à volume fixe : 2000 µl, embase courte

Référence : THE-FOCUS2MLF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Finnpipette FOCUS à volume fixe : 2000 µl:

- * A Embase porte-cône courte permettant un travail précis,
- * Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit,
- * Bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage,
- * Calibrage aisé au laboratoire,
- * Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage,
- * Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/2605-finnpipette-focus-a-volume-fixe-2000-l-embase-courte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com