

FICHE PRODUIT



Seringues ecostep socorex stériles rouges 37,50ml

Référence : SRX-SRGS411

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringues ECOSTEP SOCOREX stériles rouges 37,50ml;

- En sachet pelable unitaire
- Condition minimum de vente: Boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-ecostep-socorex/2613-seringues-ecostep-socorex-steriles-rouges-37-50ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com