

FICHE PRODUIT



Classeur de stockage de lames 13 tiroirs (Ancien OMNISTOR)

Référence : CEL-OS15-09

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Classeur d'archivage pour lames et blocs d'inclusion (Ancien OMNISTOR)

CLASSEUR EN MÉTAL AVEC 13 TIROIRS EN ABS

Les parois du classeur sont en métal recouvert d'une peinture parfaitement durable.

Les tiroirs sont en ABS (matériau résistant et léger) : pas de problème d'oxydation.

CLASSEUR :

2 capacités de stockage :

- 5 500 lames 26x76mm* : réf. CLASLAME
- 1 450 blocs d'inclusion* : réf. CLASBLOC

Dimensions : L.48xP.48xH.14cm

TIROIRS :

- Compartimentés : les lames et blocs d'inclusion sont maintenus à la verticale
- Entièrement configurables, un tiroir peut contenir :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- soit une rangée de lames 26x76mm
- soit deux rangées de blocs d'inclusion

soit 420 lames 26x76mm* ou 110 blocs d'inclusion* par tiroir.

NB :

1- Vendu avec LES FAÇADES DE TIROIRS EN COULEURS (Réf. CLASFAC99 - Coloris panachés) : INTERCHANGEABLES pour une meilleure gestion de l'archivage. Vendues par 13.

2- Le socle et le couvercle du tiroir sont optionnels et vendus séparément

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/2616-classeur-omnistor-15-gris.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com