

FICHE PRODUIT

Distillateur robuste inox / verre, 4 litres / heure

Référence : SOC-DI0001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Distillateur robuste inox / verre

- Débit: 4 l / h.
- Consommation: 60 l / h.
- Dimensions (Ø x H): 23 x 60 cm.
- Alimentation: 230 V - 50 Hz - 2,5 KW.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distillateurs/2623-distillateur-robuste-inox-verre-4-litres-heure.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com