

FICHE PRODUIT

Micropipette finpipette NOVUS THERMO monocanal: 0,5 - 5 ml

Référence : THE-NOVUS5ML

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Avec:

- 10 fonctions de pipetage pour une flexibilité accrue (pipetage direct, inverse multi-distribution répétitive ou séquentielle, dilution, aspiration séquentielle).
- 9 vitesses indépendantes distribution / aspiration pré-programmables.
- Programmation aisée selon vos propres applications (9 programmes).
- Interface utilisateur graphique avec large affichage digital pour une visualisation immédiate.
- Commande de pipetage unique à bouton déclencheur de code couleur rose, par pression de l'index, pour une manipulation simple et naturelle.
- Faible poids pour une meilleure maniabilité.
- Éjecteur de cône à commande assistée.
- Repose-doigt (Grip index) ajustable sur 60° droitier / gaucher.
- Autonomie de 4 000 pipetages.
- Batterie ion-lithium longue durée à recharge rapide (1 heure).
- Recalibrage simplifié au laboratoire accessible par menu protégé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Garantie 01 AN.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-thermo-finnpipette/2631-micropipette-finnpipette-novus-thermo-monocanal-0-5-5-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com