

FICHE PRODUIT

Flacons étiquetés personnalisés 60 ml

Référence : CEB-FP60VPET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons étiquetés personnalisés 60 ml, état bactériologique non contrôlé; * En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène blanche; * Dimensions: 35 x 70 mm; * 2 parties distinctes: * 1 plage (17,5 x 70 mm) pour l'impression personnalisée, texte sur 3 ou 4 lignes, logo possible après étude de faisabilité; * 1 aplat blanc: plage d'écriture: 17,5 x 70 mm; * Impression blanche uniquement; * Tenue à la température sans altération: exemple: 24 heures à 0°C, 30 minutes à 75°C; * Écriture possible: stylo à bille, feutre, crayon à papier; * La fabrication des étiquettes nécessite la création d'un typon: un bon à tirer vous est proposé pour validation avant l'enregistrement de votre commande; * Fermeture rapide d'un seul geste: vissage en moins de 1 tour, pour 40 et 60 ml; * Flacon étanche aux liquides si vissé à fond: l'étanchéité est assurée par la jupe située à l'intérieur de la cape; * Grande résistance mécanique: sécurité et efficacité; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité); * Conditionnement: carton de 8 sachets de 100 pièces; * Condition minimum de vente: 2 cartons de 600 = 1200 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-etiquetes-personnalisées/2634-flacons-etiquetes-personnalisées-60ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com