

FICHE PRODUIT



Micropipette finpipette novus thermo 08 canaux: 100-1200µl

Référence : THE-NOVUS8V1200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

Avec:

- 10 fonctions de pipetage pour une flexibilité accrue (pipetage direct, inverse multi-distribution répétitive ou séquentielle, dilution, aspiration séquentielle).
- 9 vitesses indépendantes distribution/aspiration pré-programmables.
- Programmation aisée selon vos propres applications (9 programmes).
- Interface utilisateur graphique avec large affichage digital pour une visualisation immédiate.
- Commande de pipetage unique à bouton déclencheur de code couleur rose, par pression de l'index, pour une manipulation simple et naturelle.
- Faible poids pour une meilleure maniabilité.
- Ejecteur de cône à commande assistée.
- Repose-doigt (Grip index) ajustable sur 60° droitier / gaucher.
- Autonomie de 4000 pipetages.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Batterie ion-lithium longue durée à recharge rapide (1 heure).
- Recalibrage simplifié au laboratoire accessible par menu protégé.
- Garantie 01 AN.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-thermo-finnpipette/2638-micropipette-finnpipette-novus-thermo-08-canaux-100-1200-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com