

**FICHE PRODUIT**



## **Micropipette finpipette novus thermo 16 canaux: 5 - 50µl**

Référence : THE-NOVUS16V50

### **Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## **Description du produit**

Avec:

- 10 fonctions de pipetage pour une flexibilité accrue (pipetage direct, inverse multi-distribution répétitive ou séquentielle, dilution, aspiration séquentielle).
- 9 vitesses indépendantes distribution/aspiration pré-programmables.
- Programmation aisée selon vos propres applications (9 programmes).
- Interface utilisateur graphique avec large affichage digital pour une visualisation immédiate.
- Commande de pipetage unique à bouton déclencheur de code couleur rose, par pression de l'index, pour une manipulation simple et naturelle.
- Faible poids pour une meilleure maniabilité.
- Ejecteur de cône à commande assistée.
- Repose-doigt (Grip index) ajustable sur 60° droitier / gaucher.
- Autonomie de 4000 pipetages.
- Batterie ion-lithium longue durée à recharge rapide (1 heure).
- Recalibrage simplifié au laboratoire accessible par menu protégé.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Garantie 01 AN.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-thermo-finnpipette/2639-micropipette-finnpipette-novus-thermo-16-canaux-5-50-l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)