

FICHE PRODUIT

Modules 0,5 - 10 µl socorex électronique acura 925

Référence : SRX-MVMSAE10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Modules volumétriques (série 925) : 0,5 - 10 µl.**Capacité volumique:** 0,5 - 10 µl.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoire-micropipette-elect/2642-modules-0-5-10-l-socorex-electronique-acura-925.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com